

# Универсальные Настенные Локтевые Дозаторы MDS-1000A/P

Эффективное решение для дозирования  
**жидкого мыла** и **дезинфицирующих средств**

## Удобство

Мягким движением локтя нажмите на рычаг дозатора для получения порции мыла или кожного антисептика. Отсутствие прямого контакта ладони с дозатором снижает риски кросс-контаминации и распространения внутрибольничных инфекций.

Мыло



Кожный антисептик



## Надежность

- ударопрочный корпус
- не требует электропитания
- в комплект входят сменные помпы для жидкого мыла и антисептика
- легкое снятие флакона для замены или доливки средства

## Дизайн

Дозатор поставляется в двух современных исполнениях:



MDS-1000A  
(алюминий)



MDS-1000P  
(пластик)

Уровень  
жидкости  
во флаконе  
легко  
проверить

**SARAYA**

## Легкая замена флакона

Флакон с мылом или дезинфицирующим средством легко снимается с помпы и вынимается из дозатора. Если мыло или антисептик закончились, замените флакон или долейте в него новую порцию средства. Объем стандартного флакона составляет 1 литр.



## Простая установка

Локтевой дозатор легко одевается и снимается со специального пластикового крепления, фиксирующегося на вертикальной поверхности при помощи шурупов или двустороннего скотча. Все крепления поставляются в комплекте с дозатором.



Фото		
Название	Универсальный локтевой дозатор	
Модель	MDS-1000A	MDS-1000P
Материал	Рычаг ————— сталь SUS304 Лицевая сторона — пластик Корпус ————— алюминий Помпа ————— пластик, сталь SUS	Рычаг ————— сталь SUS304 Лицевая сторона — пластик Корпус ————— пластик Помпа ————— пластик, сталь SUS
Артикул	66269	66270

## Размеры



### Предупреждение

- Перед установкой дозатора и началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

**Назначение:** Универсальные локтевые дозаторы MDS-1000A и MDS-1000P предназначены исключительно для дозирования жидкого мыла и дезинфицирующих средств при гигиеническом мытье, гигиенической антисептике и хирургической обработке рук.